

제품 특징



작고 가볍다
167g, 한손에
쉽게 들어오는 사이즈

저소음 설계



저소음

평균 30dB
도서관 및
사무실 소음 수준

핸디형 타입 최초 6단계 출력 구현



일반모드 3단계



파워모드 3단계

ACELL+CARE 로 전신 케어



뽕뽕한 발목



뽕뽕한 허리



시큰한 팔꿈치

특허 및 인증


특허 내역

특허명	특허번호	특허종류	특허상태
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	실용신안	특허권
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	특허권	특허권
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	특허권	특허권

KC 인증

인증명	인증번호	인증종류	인증상태
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	실용신안	특허권
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	특허권	특허권
손목 마사지를 위한 손목 밴드	10-2017-0000000	특허권	특허권

도달 범위 비교



ACELL+CARE

아셀케어 초음파 관절 근육 마사지기

With just 5 minutes a day, regain confidence!



@acellcare.official
@acellcare.official
@acellcare



Homepage

회사 소개

아셀케어는 하루 5분이면 충분합니다

"아셀케어"는 지친 현대인들의 일상에 활력을 더하고자 시작한 마사지기 전문 브랜드입니다.

힘든 현대인들이 아셀케어 하나로 언제나 활력이 넘치는 일상을 맞이할 수 있도록 늘 함께 하겠습니다.

누구나 하나씩은 가지고 있는 우리 몸의 고질적인 불편함을 이제 아셀케어로 관리해보세요.
하루 5분이면 충분합니다.

"아셀케어" 란?

관절(joint) 세포(cell) 보살핌(care)
세 단어를 합친 합성어로서,
하루 단 5분의 관리로 따뜻한 보살핌을 전해드리겠다
마음을 담았습니다.



아셀케어
초음파 관절 근육 마사지기

아셀케어 전용 보조배터리

Company history

Major history

- 2023.02 케이엘코퍼레이션(주) 법인 설립
- 2023.05 초음파 마사지기 '아셀케어' 개발 완료
- 2023.06 '아셀케어' 클라우드펀딩 '와디즈' 5,600만원 펀딩 달성
- 2023.07 국내 온라인 마켓 판매 시작
- 2023.08 '아셀케어' 2023대한민국소비자브랜드 마사지기 부문 대상(한국소비자글로벌협의회)
- 2023.11 '아셀케어' 누적매출 (기간 5개월) 6억원

제품 사용법

STEP. 01



본패에 전원을 연결하고
먼저 부위별 시간을 선택
일반 모드 또는 파워모드를 선택
마지막으로 강도를 선택합니다

STEP. 02



패드에 전원을 충분히 도포해 주세요
사용 부위에 점을 직접 도포해주셔도
상관 없습니다.

STEP. 03



1초에 한 바퀴씩 원을 그리면서
계속 움직여 마사지에 줍니다.
움직이지 않거나 너무 느리게 움직이면
경보음이 울립니다.

경보음 OFF 방법



시간(TIME), 강도(LEVEL)버튼을 동시에
2초간 누르면 작동이 해제됩니다.
다시 사용을 원하시면 시간, 강도 버튼을
다시 2초간 누르시면 됩니다.


제품 원리

1 피부 깊숙히 퍼지는 마이크로 마사지



1초에 백만번 진동하는 소리로 피부 표면을
자극하는 것이 아니라
피부 깊숙한 곳까지 미세한 진동을 전달하여
마이크로 마사지 효과를 일으킵니다.

2 몸 속 깊은 곳까지 풀어주는 온열 작용



마이크로 마사지는 몸 속 깊은 곳까지
따뜻해지는 온열 효과를 일으켜
우리 몸의 순환을 돕고
긴장된 근육과 관절의 불편함을 완화시켜 줍니다.