

혁신적인 환자 이동 솔루션

narda

Narda Lift

"돌봄의 손길에 기술을 더하다"
환자이동 리프트 시스템

One Person Nursing,
The Whole Family Relaxed



Narda Lift

환자 및 노인의 이동을 보다 안전하고
편리하게 도와주는 전동리프트 장비

Simple

Safty

Support

Simple :간단하고 편리한 조작방법

Safty :환자의 안전한 이송을 통해 낙상예방

Support :이송과정에서의 사용자와 돌봄자의 신체적 편의 제공



KC인증 국내배터리 적용

Narda Lift, 선택받는 이유

"함께하는 이동, 더 편리하고 더 안전하게"




Narda Lift는 사용자와 돌봄자 모두를 생각해 안전하고, 편리하게 제작되었습니다

2 Narda Lift, 특별한 이유



U자형 구조로 변기사용에 최적화



무릎을 편안하게 지지하는 안전쿠션



5인치 바퀴와 낮은 높이 발판으로
안정감 있는 설계



KC인증 삼성 SDI 고성능
리튬배터리 사용



풋 브레이크로 간편하고 안정적인 이동제어



리모컨 및 본체 이중 리프트 조작방식


Specification

모델명	Narda Lift
최대하중	약 100kg
정격전압/배터리	DC24V, 5200mAh 충전식배터리
Power rate	108W
충전시간	4시간
최대크기/최소크기	875(L)X500(W)X1265(H)mm/860(L)X500(W)X900(H)mm
제품무게	약 40kg

고주파 에너지로, 더 효율적인 컨디셔닝

Recovery • Performance • Balance 를 위한
스마트 고주파장비

고주파(RF) 에너지를 이용하여 조직 내 심부에 열을 전달,
세포의 에너지 대사활동을 활성화하여 운동 전, 후 루틴 및 컨디셔닝
관리 프로그램으로 효율을 높여줍니다.




RF 에너지	세포 활성화	컨디셔닝 향상	편리한 이동
심부조직까지	순환 활동	퍼포먼스 및	포터블 형식의
전달	촉진	밸런스 향상	편리한 이동


MEDI ROUND
medi round for better next
(주)메디라운드

고주파의 원리

고주파 전류가 인체 내 조직에 전달될 때 분자진동으로 인한
에너지가 내부로 깊숙히 전달됩니다.



고주파 에너지가
조직 깊숙하게 전달



조직내에서 열이
발생하여 세포의
대사활동 촉진



조직내 순환활동
촉진으로 컨디셔닝
향상

장비 주요 기능

✓ 다양한 전극 핸드피스

부위와 목적에 맞는 전극 구성으로
넓은 부위부터 세밀한 부위까지 적용



✓ 직관적인 터치 인터페이스

간단한 조작과 직관적인 프로그램



✓ 편리한 이동

이동형 카트와 본체가 분리되어, 장소
에 따라 포터블하게 활용 가능

다양한 환경에서 활용 가능



스포츠 구단

선수 컨디셔닝 및 부상관리 프로그램에 활용



피트니스/운동센터

회원 바디컨디셔닝에 활용



재활/트레이닝 센터

움직임 개선 및 밸런스프로그램에 활용